



ALFESS™ Funksjonelt Elektrisk Stimulerings System



a | ALFESS™

a

ALFESS™ FUNKSJONELT ELEKTRISK STIMULERINGS SYSTEM

La oss presentere en helt ny moderne funksjonell elektrisk stimulering (FES) enhet kalt ALFESS™. Denne innovative og veldesignede ortosen er ment å forbedre gangen hos mennesker som ikke har mulighet til å løfte foten fritt mens de går. Den elektriske stimuleringen hjelper foten til å bøye seg aktivt dorsalt. Denne innovasjonen er et samarbeid mellom Alfimed, Camp Scandinavias produktutviklingsteam og produsenten som har gitt oss en helt unik, funksjonell og mest av alt brukervennlig ortose.



Funksjoner och fordeler

- Kan tas på med en hånd
- Lav vekt
- Usynlig under klær
- Enkel å programmere på enheten, med
- Fjernkontoll eller med en App
- Integreerte elektroder - behøver aldri bestille nye
- En enhet - en størrelse - enkel å bestille
- Ikke nødvendig å bytte sko
- Mulig å gå barbent
- Vanntett (kort tid)
- To aktivitetsinnstillinger - gange og trening
- Ladeenhet for lading av integrert batteri
- Bilateral

Indikasjoner:

Diagnoser i det sentrale nervesystemet som:
Multipel Sklerose (MS), Slag, Cerebral Parese (CP),
ukomplette ryggmargsskader, traumatiske hjerneskader.

Kontraindikasjoner:

Bruk ikke produktet sammen med elektrisk overvåkningsutstyr, NMR
fotografering, defibrillator eller høyfrekvent medisinsk utstyr . Skal
ikke brukes av pasienter med pacemaker. Skal ikke brukes om du har/
har hatt autonom dysreflexi.

Bruk ikke FES etter kirurgi der muskelkontraksjoner kan forstyrre
legingsprosessen. Forsiktighet må utvises for pasienter med mistenkt
eller diagnostisert epilepsi. Sikker bruk under graviditet har ikke
kunnet fastslås.

a

ALFESS™ FUNKSJONELT ELEKTRISK STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ plasseres på benet rett under kneet. Under gange registrerer sensorene hastighet og vinkler og tilpasser seg gangmønsteret. En algoritme sammenstiller informasjonen og sender elektriske impulser til nervene så foten løftes. Brukeren kan enkelt justere hvor mye stimulering som er ønsket. Treningsmodus kan hjelpe brukeren å gjennomføre rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller på egen hånd etter gitte instruksjoner.



Innstillinger gjøres på: enheten, fjern-kontrollen eller i mobilappen. Last ned appen "Foot Drop Rehab" til mobiltelefonen din.



ALFESS™ Pasientkit består av:

- Bilateral ortose 1 stk
- Forlengelses stropp 1 stk
- Fjernkontroll 1 stk
- Magnetlader til ortose 1 stk
- Lader til fjernkontroll 1 stk
- Norsk bruksanvisning 1 stk
- Engelsk bruksanvisning 1 stk
- Grafisk norsk bruksanvisning 1 stk



Art.nr. 282700212

Reisebevis følger med

Husk å bestille
Connect Gel
Art.nr.
282830000



Art.nr. 282770001



Art.nr. 282750000



Art.nr. 282720000



Art.nr. 282740000



Art.nr. 282790000



Art.nr. 282710000