

# Point Thumb

*Instruksjoner for bruk*



point designs

Dette dokumentet gir informasjon til ortoped tekniker som skal installere Point Thumb.

Henvis til [www.pointdesignsllc.com/resources](http://www.pointdesignsllc.com/resources) for å sikre at du har den nyeste utgaven av dette dokumentet.



point designs  
1216 Commerce Ct., Ste 3  
Lafayette, CO 80026  
(720) 600-4753  
[www.pointdesignsllc.com](http://www.pointdesignsllc.com)  
[info@pointdesignsllc.com](mailto:info@pointdesignsllc.com)



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen  
Tyskland

**Rx ONLY**

**Advarsel:** Føderal lov begrenser denne enheten for salg av eller etter ordre fra en ortoped.



*Dette symbolet brukes gjennom hele veiledningen for å indikere viktig advarselsinformasjon. Tekst som kommer etter dette symbolet, bør leses nøye.*

# Point Thumb

*INSTRUKSJONER FOR BRUK*

*V2.0*

*31 MAI 2022*

**Takk for at du valgte Point Thumb og gir din klient en effektiv og robust fingerproteseløsning.**

Enten du tilpasser Point Thumb inn i en eksisterende protese kontakt eller du bygger en ny protese fra grunnen av, vil denne veiledningen gjøre deg kjent med Point Thumb sin funksjonalitet og installasjon.

Installasjon av Point Thumb bør utelukkende utføres av en autorisert proteselege eller tekniker. Point Thumb er ment å brukes av en protesebruker etter installasjon og oppsett. Eventuell uautorisert håndtering eller installasjon av Point Thumb kan gjøre garantien ugyldig.

Noen spørsmål? Vi er alltid glad for å hjelpe.

Ring eller send oss en epost

**(720) 600-4753**

**support@pointdesignsllc.com**

# Point Thumb

## Tiltenkt bruk

Point Thumb systemet er en fingerprotese som er et gjenbrukbart, ikke-sterilt, ikke-aktivt og ikke-invasivt, medisinsk utstyr. Den brukes til langsiktig kompensasjon for en funksjonshemming. Den brukes utelukkende til utvendige protesetilpasninger av øvre lemmer. Den er ment å gi fleksjon og ekstensjon ved metacarpal phalangeal (MCP), og interphalangeal (IP) ledd for å generere stabile håndgrep. Point Thumb er ment å passe på personer med tommelfingeramputasjoner ved eller nær metacarpal phalangeal (MCP) ledd. Pasientpopulasjonen er ikke spesifikk, og den brukes av lekfolk og helsepersonell i kliniske, hjemme-, arbeids- og/eller industrimiljøer. Point Thumb-systemet brukes i kombinasjon med protesehylser.

## Indikasjoner

Brukere av Point Thumb-systemet vil oppnå det beste kliniske resultatet hvis de har amputert tommelen ved eller nær MCP-leddet.

## Tiltenkt pasientpopulasjon

Point Thumb er ment å passe på personer med tommelfingeramputasjoner ved eller nær metacarpal phalangeal (MCP) ledd. Pasientpopulasjonen er ikke spesifikk og den brukes av lekfolk og helsepersonell i klinikk, hjemme, på jobb og/eller industrielle miljøer. Point Thumbsystemet brukes i kombinasjon med protesehylser.

## Tiltenkte brukere

Point Thumbskal installeres i en protesekontakt av en utdannet proteselege, og brukes av delvis håndamputerte. Point Thumber kompatibel med de fleste protesehylser, og installeres i protesehylsen av en utdannet proteselege eller tekniker.

## Kontraindikasjoner

Ingen kjent.

# Innholdsfortegnelse

Introduksjon til <b>Point Thumb</b> .....	6
Kliniske fordeler av <b>Point Thumb</b> .....	7
Komponentbeskrivelse .....	8
<i>Point Thumb</i> enhet .....	8
<i>Lamineringsshims</i> .....	8
<i>Monteringsskruer</i> .....	8
<i>Monteringsbrakett</i> .....	9
<i>Justeringsverktøy</i> .....	9
<i>Overføringsstang for justering</i> .....	10
<i>Fingerspissputer</i> .....	13
<i>Sidegripsputer</i> .....	13
Gripebånd .....	13
Spesifikasjoner .....	14
Installasjon .....	15
<i>Inninstallasjon av fingerspisspute</i> .....	16
<i>Installasjon av sidegripspute</i> .....	17
<i>Installasjon av gripebånd</i> .....	18
<i>Fjerning av fingerspisspute</i> .....	20
<i>Fjerning av sidegripspute</i> .....	20
<i>Fjerning av gripebånd</i> .....	21
Å bruke <b>Point Thumb</b> .....	22
<i>Posisjonering / fleksjon</i> .....	22
<i>Frigjøring / forlengelse</i> .....	22
Feilsøking .....	24
Vedlikehold av <b>Point Thumb</b> .....	25
<i>Forebyggende inspeksjon</i> .....	25
<i>Vedlikehold</i> .....	25
<i>Kassering</i> .....	25
<i>Reparasjoner, retur og garanti</i> .....	25
Sikkerhet og advarsler .....	26
Anneks .....	32

# Introduksjon til Point Thumb

Sidegripsputer



Våtserviert Med Alkohol



## Point Thumb



Justeringsverktøy



Monteringsutstyr



Overføringsstang for Justering



Torx® Verktøy



Fingerspisspute



Gripebånd



Monteringsbrakett



Fingerspisspute installasjonsverktøy



Lamineringsshims



\*Bildene er ikke til skala Sidegripsputene er ikke forhåndsinstallert.

Point Thumb er en passiv (dvs. ikke drevet) mekanisk tommel for personer med tommel amputasjoner. Den har en skrallemekanisme som muliggjør enhåndsbruk og opptil 11 distinkte låseposisjoner. **Point Thumb** har integrerte, berøringsskjermbkompatible\* fingerspissputer for bedre gripeeve. **Point Thumb** er laget av titanium for masse styrke.

**Point Thumb** kan bøyes og låses ved å bruke kraft på baksiden av fingertuppen. Denne kraften kan påføres av det kontralaterale lem eller av en motstående overflate (f.eks. ben, bord, skrivebord, vegg, stol, etc.).

\*Berøringsskjermbkompatibilitet er ikke garantert, men har blitt testet på vanlige iOS-, Android- og Windows-enheter ved bruk av standard hylsemateriale (innvendig silikonforing med karbonfiber ytre skall)

# Introduksjon til Point Thumb

**Point Thumb** kan strekkes ut på en av to måter:

- 1) trykke på trykknappen, eller
- 2) å bøye fingeren helt for å aktivere den automatiske tilbakefjæringsfunksjonen.


En enkelt **Point Thumb** kan integreres i en protesehylse ved hjelp av monteringssettet, som inkluderer en monteringsbrakett, lamineringssshims, justeringsverktøy, overføringsstolpe for justering og monteringsskruer.

## Kliniske fordeler med Point Thumb

**Point Thumb** provides patients with several key clinical benefits. Først og viktigst, **Point Thumb** muliggjør enhåndsoperasjon, og krever ikke at det kontralaterale lemmet plasserer fingeren. Faktisk, enhåndsbetjeningsfunksjonen til **Point Thumb** gjør den til den eneste klinisk forsvarlige, passive protesefingeren for personer med bilaterale delvise håndamputasjoner. For det andre, styrken til **Point Thumb** er den høyeste rapporterte protetiske partielle fingerstyrken i feltet som lar pasienter utføre høybelastningsaktiviteter som i industrielle eller rekreasjonsmiljøer. For det tredje er det 3 standardlengder av **Point Thumb**, som imøtekommer mannlige pasienter fra 1. til 99. persentil og kvinnelige pasienter fra 1. til 100. persentil. For det fjerde har **Point Thumb** et virtuelt rotasjonssenter rundt MCP-leddet som sørger for riktig anatomisk justering av tommelleddet. Fifth, and finally, the **Point Thumb** provides up to 11 locking positions to ensure stable grasps of (nearly) any sized object.

# Komponentbeskrivelse


## POINT THUMB



**Point Thumb** leveres satt sammen som en enhet. **Point Thumb** består av et kurvet knoklespor, grunnfalang, midtfalang, endefalang, utløserknapp, gripebånd, fingerspissputer, sidegrepsputer og flere andre, interne deler. Det avrundede knoklesporet har 4 monteringshull.

## LAMINERINGSSHIMS

Lamineringsshimsen er et buet komponent med monteringshull og et firkantet monteringsområde for justeringsverktøy for bruk under lamineringsprosessen.



## MONTERINGSSKRUER


Torx® monteringsskruer (M2 x 5 mm) følger med for å feste lamineringskimsene til braketten under lamineringsprosessen og for montering av fingrene til braketten. 8 skruer per finger følger med hver **Point Thumb**.





# Komponentbeskrivelse

## MONTERINGSBRAKETT



Monteringsbraketten er en enkelt del som består av et monteringsområde og 4 monteringshull. Monteringsbraketten er designet for å være symmetrisk for bruk på begge hender, dvs. den kan monteres på både venstre og høyre hånd i samme retning.

## JUSTERINGSVERKTØY

Justeringsverktøyet er et tilbehør designet for å hjelpe til med justeringen av **Point Thumb** under fabrikering. Justeringsverktøyet bør brukes i kombinasjon med lamineringsshims. Når det settes inn i det firkantede monteringshullet på toppen av lamineringsavstandsstykket og deretter boltes på monteringsbraketten, representerer justeringsverktøyet posisjonen til **Point Thumb** gjennom hele bevegelsesspekteret. Selv om innledende justering kan utføres ved hjelp av justeringsverktøyet, anbefales det alltid å feste **Point Thumb** til braketten før endelig fabrikasjon for å sikre innretting og funksjon.



# Komponentbeskrivelse

## OVERFØRINGSSTANG FOR JUSTERING

The alignment transfer post is an accessory designed to aid in the transfer of a **Point Thumb** from a diagnostic socket to a definitive socket while maintaining alignment. Overføringsstang for justering bør brukes i kombinasjon med lamineringsshims. Overføringsstangen for justering er laget av 1/4" firkantet aluminium med et M2 gjenget hull i den ene enden. For å bruke, sett inn enden med det gjengede hullet, inn i det firkantede monteringshullet på lamineringsavstandsstykket. Fest overføringsstangen for justering til lamineringsshimsen ved å sette inn en M2x5 mm skrue fra undersiden av lamineringsshimsen. Når innretting av braketten er oppnådd på diagnosesokkelen, bolter du overføringsstangen for justering/lamineringsshims enheten til braketten. Plasser den diagnostiske hylseenheten i et vertikalt overføringsfeste for justering (følger ikke med), og sett overføringsstangen for justering i en beholder (f.eks. en kopp, bolle, bøtte, osv.) med gips. Sørg for å sikre gipsbeholderen slik at den ikke beveger seg. Når gipsen har herdet, skiller du braketten fra diagnosehylsen, hever den vertikale justeringsfesten, fjerner diagnosehylsen fra formen og erstatter den med det første oppsettet av den endelige hylsen. Senk overføringsfestet for vertikal justering, og fest deretter braketten til den endelige hylsen. På dette tidspunktet bør justeringen være overført, og siste laminering kan utføres.

Overføringsstang for justering skal brukes når man lager både en diagnostisk og endelig hylse, der overføring av **Point Thumb** hvor det er nødvendig å opprettholde justering. Dette tilbehøret er ikke nødvendig hvis du utfører en direkte til endelig fabrikasjon, hvor justering utføres på den endelige hylsen.



# Komponentbeskrivelse

## JUSTERINGSOVERFØRING

Overføringsstang  
for Justering



Monteringsbraket



Lamineringsshims



Justeringsverktøy



Monteringsutstyr




Lamineringsshims montert  
på brakett



# Komponentbeskrivelse

## JUSTERINGSOVERFØRING



# Komponentbeskrivelse

## FINGERSPISSPUTER


Point Thumb har integrert berøringsskjerm kompatible \* fingerspissputer for forbedret grep. Hver Point Thumb leveres med en forhåndsinstallert fingerspisspute, 5 erstatningsputer og et installasjonsverktøy. Ytterligere erstatningsputer kan fås ved å kontakte [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)

## SIDEGREPSPUTER

Point Thumb leveres med sidegrepssputer som skal installeres etter hylsefabrikasjon og siste fingermontering. Sidegrepssputene er beregnet for kontakt med pekefingerleddene for å forbedre sidegrepet. Ti sidegrepssputer og flere renseservietter kommer med hver bestilling.

## GRIPEBÅND

Point Thumb kommer med et gripebånd installert. Gripebåndet er beregnet for kontakt med overflaten til en gjenstand for å forbedre grepet. Fem ekstra gripebånd følger med hver Point Thumb.



\* Berøringsskjermkompatibilitet er ikke garantert, men har blitt testet på vanlige iOS-, Android- og Windows-enheter ved bruk av standard hylsemateriale (innvendig silikonforing med karbonfiber ytre skall)

# Spesifikasjoner

<b>Materiale</b>	<i>Titan</i>
<b>Forventet varighet</b>	<i>3 år</i>
<b>Vurdert klypegrepsstyrke</b>	<i>667 N</i>
<b>Vurdert krogrepsstyrke</b>	<i>667 N</i>
<b>Vurdert utrivningsstyrke</b>	<i>1334 N</i>

# Installasjon

## INNSTALLASJON AV FINGERSPISSPUTE

Fingertuppputen vil ha enten 2 hull (for 73 mm tomme) eller 1 hull (for 59 mm og 66 mm tomme), og den distale falen til Point Thumb vil ha et tilsvarende antall stolper.

Point Thumb



Installasjonsverktøy



Fingerspisspute



**1.** Trykk puten ned på stolpen(e) slik at de sitter i hullene i puten. Start med å trykke på den innerste enden av puten og jobb deg utover. Oppretthold trykket på toppen av puten mens du går til trinn 2.



# Installasjon

## INNSTALLASJON AV FINGERSPISSPUTE

**2.** Med puten for det meste plassert på stolpen(e), bruk installasjonsverktøyet til å presse kantene på puten under leppen til ytterfalangen. Start prosessen på midten og jobb deg utover. Sørg for å opprettholde trykk på toppen av puten under denne prosessen.



**3.** Med kantene presset inn, trykk på toppen av puten og vipp forsiktig frem og tilbake for å sikre at puten sitter godt på plass. Hvis puten fortsatt ser ut til å bule ut, gjenta trinn 2.





## INSTALLASJON AV SIDEGRIPSPUTE


Sidegrepsputene kommer i en pakke med 10 stk, festet til en polymerforing. Kun 1 pute er nødvendig da den kun er installert på siden av tommelen ved siden av pekefingeren.



**1.** Rengjør begge Chicago-boltene i messing med spritserviett (inkludert).



**2.** Fjern sidegrepsputen fra stripsen.



**3.** Sentrer over leddet, trykk deretter på Chicago-bolten og hold trykket i minst 10-20 sekunder. Å sette puten i klem i 72 timer vil gi optimale resultater, men er ikke nødvendig.



## INSTALLASJON AV GRIPEBÅND

Gripebandet kommer forhåndsinstallert på **Point Thumb**. Fem erstatningsgripebånd er inkludert med hver punktommel.

Point Thumb



Installasjonsverktøy



Gripebånd



**1.** Sett inn gripebåndet over den distale falanxen. Pass på at den mindre bredden på gripebåndet er over oversiden av den distale falanxen.



**2.** Med Point Thumb i forlengelse, rull gripebåndet nedover lengden på sifferet.



## INSTALLASJON AV GRIPEBÅND

**3.** Fortsett å rulle nedover lengden på sifferet til gripebåndet når gripebåndutskjæringen.



**4.** Bruk installasjonsverktøyet til å plassere gripebåndet inn i gripebåndet.



## FJERNING AV FINGERSPISSPUTE

**1.** Bruk installasjonsverktøyet (eller et lignende verktøy som en flat skrutrekker) for å skyve mellom puten og veggen til ytterfalangen og lirk puten opp.



**2.** Med puten delvis løsnet, bruk fingrene til å ta tak i puten og dra den resten av veien ut.



## FJERNING AV SIDEGRIPSPUTE

**1.** Fjern puten fra Chicago bolten med neglen eller et annet passende verktøy.

## FJERNING AV GRIPEBÅND

**1.** Med sifferet i forlengelse, bruk installasjonsverktøyet til å skyve gripebåndet ut av utskjæringsdelen.



**2.** Rull gripebåndet ut gjennom lengden på sifferet.



# Å bruke Point Thumb

## POSISJONERING / BØYNING

Skyv på fingeren  
til ønsket grad av  
bøyning



## FRIGJØRING / FORLENGELSE

Det er to metoder for å strekke ut fingeren fra en låst bøyningsposisjon,  
1) den manuelle utløserknappen, og  
2) den automatiske tilbakefjæringsfunksjonen.

### 1. Manuell utløsning

Trykk på knapp



## 2. Tilbakefjæring

Bøy fingeren helt



Knappen bør støttes opp i full bøyning



Utløsning



Hvis knappen ikke tilbakestilles, bruk kraft i utstrekingen

# Feilsøking

*I tilfelle problemer er denne delen ment å hjelpe deg med å feilsøke driften av Point Thumb.*

*Vi har inkludert noen mulige problemstillinger med løsninger nedenfor. Hvis ditt problem ikke er nevnt, send oss en epost for support på [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com).*

## **Point Thumb beveger seg fritt og låses ikke i posisjon**

ELLER

### **Kan ikke trykke på Point Thumb knappen eller knappen sitter fast i nedtrykket posisjon**

Sannsynligvis har ikke sperremekanismen blitt tilbakestilt etter auto tilbakefjæringsfunksjonen ble aktivert. For å løse dette problemet, bruk kraft på fingerspissen i utvidelse til fingeren "klikker" og tilbakestiller skrallemekanismen.

## **Point Thumb bøyer seg ikke helt**

Rengjør buet knokespor for rusk med en ren klut, mildt rengjøringsmiddel eller trykkluft. Hvis problemet vedvarer, kontakt oss for support.

## **Point Thumb tilbakestiller seg før den oppnår full utvidelse**

Knappespaken ble ikke tilbakestilt ordentlig i utvidelsen. Sørg for at fingeren er helt bøyd og at knappen er støttet opp i full bøyning.

## **Point Thumb er løs eller har løsnet fra monteringsbraketten**

Sørg for at det er brukt gjengelås på Torx-skruene, og så stram de. Hvis Torx-skruene ikke kan strammes, kontakt oss for ytterligere support.

## **Point Thumb er korrodert**

Kontakt oss for support.



Brukere og/eller pasienter bør rapportere enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten til:

- Point Designs ved [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com)
- FDA via MAUDE (for tilfeller i USA)
- Den ansvarlige myndigheten i medlemsstatene de er etablert i EU/EØS (for saker i EU/EØS)



# Vedlikehold av Point Thumbs

## FOREBYGGENDE INSPEKSJON

Ale **Point Thumb** systemer gjennomgår omfattende kvalitetssikringsinspeksjoner før forsendelse. Inspiser **Point Thumbs** jevnlig for skitt/smuss i leddene, skralletenner og glidespor. Rengjør **Point Thumbs** (see VEDLIKEHOLD seksjonen nedenfor) hvis det oppstår nedsatt ytelse.

## VEDLIKEHOLD

**Point Thumb** kan rengjøres med en rengjøringsløsning som såpe + vann eller vaskemiddel + vann. Tørk av fingeren med et tørt håndkle eller trykkluft. Tørk en **Point Thumb** helt etter å ha blitt våt, spesielt siden væske sannsynligvis vil fremskynde korrosjon (f.eks. saltvann, svette osv.).

Smøring (f.eks. WD-40, grafitt, etc.) kan påføres skjøter og spor etter rengjøring hvis det oppstår økt motstand.

Ingen regelmessig pleie er nødvendig for fingerspissene, men de kan rengjøres med isopropylalkohol om nødvendig.

For eventuelle unormale problemer, avbryt bruken og kontakt Point Designs for support.

## KASSERING



En **Point Thumb** bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kasser **Point Thumb**(ene) ved enten å returnere enheten(e) til Point Designs eller ta enheten(e) til nærmeste metallgjenvinningscenter.

## REPAIRS, RETURNS + WARRANTY

Kontakt Point Designs på [support@pointdesignsllc.com](mailto:support@pointdesignsllc.com) vedrørende reparasjon og retur. **Point Thumb** leveres med 1 års garanti på produksjonsfeil.

Detaljer om garantien er i egen dokumentasjon tilgjengelig på [www.pointdesignsllc.com/resources](http://www.pointdesignsllc.com/resources)

# Sikkerhet og advarsler



**ADVARSEL:** Point Thumb er ikke designet for å fungere kontinuerlig i våte omgivelser. En Point Thumb kan av og til bli våt, men brukeren rådes til å grundig tørke Point Thumb etter å ha blitt eksponert for væske. Langvarig eksponering til væske kan forårsake korrosjon.



**ADVARSEL:** Point Thumb er elektrisk ledende og utgjør dermed en potensiell fare for elektrisk støt hvis den kommer i kontakt med spenning og brukerens (eller andres) hud samtidig. Point Thumb bør ikke brukes rundt høy spenning/strøm.



**ADVARSEL:** Point Thumb leder varme og utgjør dermed en potensiell brannfare hvis den kommer i kontakt med en varmekilde og deretter brukerens (eller andres) hud. Point Thumb bør bli holdt unna varme gjenstander. Hvis en Point Thumb blir varm, bør den avkjøles før hudkontakt.



**ADVARSEL:** Point Thumb inneholder jernholdig materiale, og kan derfor reagere med magnetiske felt. Forsiktighet bør utvises ved bruk av en Point Thumb rundt magneter for å unngå utilsiktet tiltrekning. For eksempel, *hold den unna MRI maskiner.*



**ADVARSEL:** Point Thumb inneholder bevegelige deler (f.eks. koblinger, fjærer, skrallemekanismer osv.), og utgjør dermed en mindre klemfare. Brukeren bør passe på å holde løs hud, klær osv. unna bevegelige deler av Point Thumb.



**ADVARSEL:** Point Thumb inneholder innvendige fjærer under spenn. Tilbakefjæringsmekanismen får fingeren til å strekke seg raskt, noe som utgjør en liten fare. Brukeren bør passe på å holde Point Thumb vekk fra seg selv og andre under tilbakefjæring.



**ADVARSEL:** Uautorisert modifikasjon på Point Thumb systemet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukeren og vil ugyldiggjøre garantien. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Point Designs kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.



**ADVARSEL:** Å legge til materiale (f.eks. belegg, etc.) til en Point Thumb som kan fange opp fuktighet anbefales ikke på grunn av sannsynligheten for akselerert korrosjon.



**ADVARSEL:** Sluttbrukeren er den tiltenkte operatøren av enheten og er ansvarlig for bruken.



**ADVARSEL:** Point Thumb gir ikke følelse; varme og fuktighet kan ikke føles.



**ADVARSEL:** Ikke demonter komponenter eller modifier på noen måte.



**ADVARSEL:** Ikke reparer eller utfør vedlikehold når den er i bruk.



**ADVARSEL:** Ikke bær gjenstander kun med fingerspissene. Bær gjenstander ved å fordele vekten jevnt over fingrene, nær knokene og håndflaten.



**ADVARSEL:** Ikke bruk med maskiner med bevegelige deler som kan forårsake personskade eller skade.



**ADVARSEL:** Ikke bruk til ekstreme aktiviteter som kan forårsake skade på en naturlig hånd.



**ADVARSEL:** Ikke utsett for store eller høye krefter, spesielt på fingerspissene og siden av fingrene.



**ADVARSEL:** Ikke utsett for mye fuktighet, væsker, støv, høye temperaturer eller støt.



**ADVARSEL:** Ikke bruk i farlige omgivelser.



**ADVARSEL:** Ikke utsett for høye temperaturer.



**ADVARSEL:** Ikke utsett for åpen ild.



**ADVARSEL:** Ikke bruk i, eller utsett for eksplosive atmosfærer.

\*Advarsler dekket i denne delen er gjenværende risiko forbundet med bruk av Point Thumb.












**FORHOLDSREGEL:** Brukere må overholde lokale forskrifter for drift av biler, fly, seilfartøyer av noe slag og andre motoriserte kjøretøy eller enheter. Det er helt og holdent brukerens ansvar å få bekreftet at de er fysisk og lovlig i stand til å kjøre ved å bruke **Point Thumbs** og i den fulle utstrekning loven tillater.



**FORHOLDSREGEL:** Bruk kun med godkjent Point Designs tilbehør og verktøy.



**FORHOLDSREGEL:** Vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger kan kun utføres av kvalifiserte Point Designs teknikere og tekniske partnere. Point Designs vil på forespørsel utgi informasjon for å hjelpe servicepersonell med reparasjon av en enhet.

Symbol	Beskrivelse
	KATALOG/DELENUMMER
	FORSIKTIG
	PRODUKSJONSDATO
	AUTORISERT EUROPEISK REPRESENTANT
	SE BRUKSINSTRUKS
	LOTNUMMER/BATCHKODE
	PRODUSENT
	MEDISINSK UTSTYR
	SERIENUMMER



# NOTATER

# NOTATER



point designs

[www.pointdesignsllc.com](http://www.pointdesignsllc.com)

[info@pointdesignsllc.com](mailto:info@pointdesignsllc.com)

(720) 600-4753