

## HVORDAN TA PÅ SLEEVEN

Sleeven skal brukes med gel-siden inn så den får kontakt med hylsen og forsegler kanten på hylsen.

Start med å vrenge sleeveen ved å rulle den slik at gel-siden vender utover. Rull så sleeveen på hylsen

Ta på hylsen og kontroller at den sitter riktig. Rull opp sleeveen med begge hender. Ikke dra i kanten på sleeve, dette kan strekke huden.

Sørg for god kontakt mellom sleeveen og huden, og pass på at det ikke oppstår rynker eller luftlommer.

# alfimed

Olav Brunborgs vei 6  
1396 Billingstad  
Tlf 31 29 68 86  
info@alfimed.no  
www.alfimed.no

Takk for at du valgte en sleeve fra Alfimed

CE



CEpartner4U BV  
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn  
The Netherlands  
www.CEpartner4U.com



Thermo-Ply, Inc.  
11811 31st Court N  
St. Petersburg, Florida, 33716  
USA  
www.thermoplygel.com

# ENCORE

## PRODUKTINFORMASJON



## SLEEVES

# alfimed

## RENGJØRING

Rengjør sleeveen ved behov.

Ta av sleeveen og vreng den slik at gel-siden vender ut. Vask så sleeveen med en mild såpe. Bruk en myk klut eller hendene. Unngå å skrubbe og bruk ikke grov svamp eller børste. Skyll grundig med lunkent vann og tørk med et håndkle. Rull så sleeveen så tekstil-siden vender ut og la den tørke.

Det kan være greit å ha to sleever å bytte på og det er jo alltid trygt å ha en i reserve.

## DESINFISERING

Desinfiser sleeveen jevnlig.

Vreng sleeveen slik at gel-siden vender ut. Bruk en myk, ren klut med en liten mengde etylalkohol eller isopropylalkohol og tørk forsiktig av sleeveen.

Skyll grundig med lunkent vann og tørk med et håndkle. Rull så sleeveen så tekstil-siden vender ut og la den tørke.

Ikke la alkoholen sitte for lenge på sleeveen og bløtlegg aldri sleeveen i alkohol.

## OPPBEVARING

Oppbevar sleeveen tørt og kjølig.

Ved lagring over en lenger periode, legg sleeveen i en ren plastpose.

Oppbevar alltid sleeveen med tekstil-siden ut.

## GARANTI

Alle Encore sleever leveres med 60 dagers garanti mot fabrikkfeil. Denne garantitiden gjelder fra den dagen brukeren får sleeveen tilpasset på ortopedisk verksted.