

RUSH RAMPAGE - KATEGORIVELGER

Kategorivelger i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrelse																		
Vekt	0 - 48 kg		49 - 64 kg		64 - 79 kg		80 - 95 kg		96 - 111 kg		112 - 127 kg		128 - 143 kg		144 - 159 kg		160 - 166 kg	
Aktivitetsnivå	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact
Størrelse																		
22 cm	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
23 cm	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
24 cm	-	-	2	3	3	4	4	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
25 cm	-	-	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	-	-	-	-	-
26 cm	-	-	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	-	-	-
27 cm	-	-	-	-	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	-