

Point Pivot+

Produktoversikt



Oversikt

Point Pivot+ er fremstilt i delherdet titan og rustfritt stål, som gir en ideell kombinasjon av styrke og lav vekt – hver enhet veier kun 14,5 gram. Den er spesielt utviklet for personer med tommelamputasjoner ved eller nær CMC-leddet, og erstatter det standard monteringssettet som normalt brukes med Point Thumb-protesen.

Med 19 låseposisjoner for adduksjon/abduksjon og tre for rotasjon, muliggjør løsningen en mer naturlig og funksjonell bevegelse. Enheten tåler en belastning på opptil 68 kg, noe som gjør det til et pålitelig alternativ både i hverdagen og på jobb.

Produktfunksjoner

- Allsidig bevegelse – Muliggjør adduksjon/abduksjon i 19 låseposisjoner og rotasjon i tre posisjoner.
- Lett og sterk – Laget av delherdet titan for høy styrke og lav vekt.
- Enkel bruk – Justeringer kan enkelt utføres med én hånd, noe som gir økt selvstendighet.
- Kompatibilitet – Designet for integrasjon med Point Thumb-protesen for å forbedre funksjonaliteten.

Point Pivot+ – Dynamisk monteringsystem for tommelfingerproteser

Point Pivot+ er et dynamisk monteringsystem som gir ekstra bevegelighet til Point Thumb-protesen. Dette er en robust, passiv enhet laget av titan og rustfritt stål, utviklet for personer med tommelamputasjoner nær karpometakarpalledet (CMC). Med 19 låseposisjoner for adduksjon/abduksjon og tre låseposisjoner for rotasjon oppnås en håndbevegelse som oppleves både naturlig og funksjonell. Enheten veier bare 14,5 gram og tåler en belastning på opptil 68 kg.



Art.nr.	Modell
914520000	Point Pivot+
914520100	Point Pivot+ Mounting Kit
914529000	Point Pivot+ 1 Year Extended Warranty