

Point Digit

Point Digit mini

alfimed

Produktoversikt



Oversikt

Point Digit og Point Digit Mini er passive, mekaniske og slitesterke protesevingre. Mini er spesielt designet for små hender, inkludert barnehender. Begge har en skrallemekanisme med 11 fleksjonsposisjoner, finnes i 11 lengder og veier 20–36 g. Laget av titan og rustfritt stål.

2 års garanti, med mulighet for forlengelse til 5 år.

Monteringssett bestilles separat. Passer brukere med MCP-nære mputasjoner.

Produktfunksjoner

- Enhåndsbetjening – Enkel å bruke med én hånd for best mulig komfort og brukervennlighet.
- Lav vekt, høy styrke – Konstruert for holdbarhet samtidig som den er lett.
- Anatomisk fleksjon og rotasjon – Gir naturlig bevegelse rundt MCP-leddet. 150 lb belastningsvurdering
- 150 lb belastningsvurdering – Designet for å tåle opptil 150 lb (68 kg) for pålitelig ytelse.

Protesefingre for amputasjoner på MCP-nivå

Point Digit og Point Digit Mini er ideelle for personer med amputasjoner nær metakarpofalangealledet (MCP) på pekefinger, langfinger, ringfinger og/eller lillefinger. Disse protesefingrene er spesielt egnet for de som trenger en holdbar løsning, ønsker mulighet for enhåndsbruk, og foretrekker anatomisk fingerfleksjon.

Protesen fungerer ved at brukeren kan plassere fingeren i ett av opptil 11 låste fleksjonsnivåer ved å presse fingertuppen mot en overflate, for eksempel et bord eller et lår. Når fingeren er på plass, låses den automatisk, og brukeren kan utføre forskjellige oppgaver. For å rette ut fingeren kan brukeren enten trykke på en frigjøringsknapp, eller bøye fingeren helt for å aktivere den automatiske fjærfunksjonen.



Art.nr.	Modell	Lengde
914018900	1 Year extended warranty Point Digit	-
914028080	Point Digit	80 mm
914028085	Point Digit	85 mm
914028090	Point Digit	90 mm
914028095	Point Digit	95 mm
914028100	Point Digit	100 mm
914028105	Point Digit	105 mm
914088000	Mounting Kit, Left hand	-
914128000	Mounting Kit, Right hand	-

Art.nr.	Modell	Lengde
914018900	1 Year extended warranty Point Digit Mini	-
914018055	Point Digit Mini	55 mm
914018060	Point Digit Mini	60 mm
914018065	Point Digit Mini	65 mm
914018070	Point Digit Mini	70 mm
914018075	Point Digit Mini	75 mm
914088000	Mounting Kit, Left hand	-
914128000	Mounting Kit, Right hand	-