

Point Thumb

alfimed

Produktoversikt



Oversikt

Point Thumb er laget av en kombinasjon av titan og rustfritt stål – materialer som gir en ideell balanse mellom styrke og lav vekt. Hver tommelprotese veier kun 28–38 gram, avhengig av lengden. Den leveres i tre standardlengder (59, 66 og 73 mm) og er spesielt utviklet for personer med delvis amputasjon av tommelen ved eller nær MCP-leddet. Med en belastningskapasitet på opptil 68 kg gir Point Thumb en solid og pålitelig støtte for både hverdagslige og arbeidsrelaterte aktiviteter.

Produktfunksjoner

- Enhåndsjustering – Protesen kan justeres med én hånd for enkel bruk i hverdagen.
- Naturlig bevegelse – Bøying og rotasjon rundt MCP-leddet gir bedre funksjonalitet.
- Lett og sterk – Solid konstruksjon med lav vekt for komfortabel bruk.
- Touch-kompatibel – Fingertuppen fungerer på pekeskjermer og kan enkelt byttes ut.

Point Thumb – Robust tummprotes i titan

Point Thumb er en passiv, mekanisk tommelprotese som er utviklet for personer med delvis tommelamputasjon i eller nær MCP-leddet (metakarpofalangealleddet). Den er laget av titan og rustfritt stål og er en lett, men sterk løsning for å gjenopprette funksjon og uavhengighet. Den innovative låsemekanismen gjør det mulig å låse tommelen i 11 ulike fleksjonsposisjoner, noe som gir brukeren fleksibilitet og kontroll i hverdagslige aktiviteter.



Art.nr.	Modell	Lengde
914018059	Point Thumb	59 mm
914018066	Point Thumb	66 mm
914018073	Point Thumb	73 mm
914019000	Point Thumb - 1 Year Extended Warranty	
914089059	Point Thumb Mounting Kit	59 mm
914089066	Point Thumb Mounting Kit	66 mm
914089073	Point Thumb Mounting Kit	73 mm