



ORTOPEDISKA HJÄLPMEDEL

DYNALOCK



DYNAMISKA SKENOR FRÅN CAROLI

Den bevisade funktionaliteten i de dynamiskt korrigerande skenorna sammanfattas i den nya DYNALOCK-serien. Det specialutvecklade låssystemet förhindrar oavsiktlig frigöring eller låsning och gör din behandling ännu säkrare. Förutom de förbättrade funktionerna har produktserien fått en modern facelift och mer förklarande artikelbenämningar.





TEKNISK DATA FÖR DYNAMISK SKENA

	Dyna19	Dyna25	Dyna25K	Dyna25T	Dyna35	Dyna35K	Dyna35T	Dyna45	Dyna45K	Dyna45T	Dyna55
Kraft	1,2 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm	10 Nm
Rörelseomfång	90°	90°	90°	90°	120°	90°	105°	120°	90°	105°	120°
Vikt	55gr	155gr	150gr	137gr	220gr	240gr	216gr	315gr	325gr	293gr	405gr
Bredd skena (b)	12mm	16mm	16/36mm	16/80mm	20mm	20/40mm	20/100mm	22,5mm	22,5/42,5mm	22,5/120mm	25 mm
Längd övre skena (c)	85mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	225mm	225mm	225mm	250 mm
Längd nedre skena (d)	85mm	200mm	100mm	58mm	200mm	160mm	70mm	225mm	170mm	80mm	250 mm
Skenlängd total (e)	170mm	400mm	300mm	258mm	400mm	360mm	270mm	450mm	395mm	305mm	500 mm
Fjäderhus (f)	19mm	25mm	25mm	25mm	35mm	35mm	35mm	45mm	45mm	45mm	55 mm
Tjocklek skena	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0 mm




TEKNISK DATA FÖR TILLHÖRANDE SKENA

	Tillh: Dyna19	Tillh: Dyna25	Tillh: Dyna25K	Tillh: Dyna25T	Tillh: Dyna35	Tillh: Dyna35K	Tillh: Dyna35K	Tillh: Dyna45	Tillh: Dyna45K	Tillh: Dyna45T	Tillh: Dyna55
Vikt	35gr	110gr	100gr	86gr	140gr	160gr	118gr	175gr	190gr	150gr	220gr
Bredd skena (b)	12mm	16mm	16/36mm	16/80mm	20mm	20/40mm	20/100mm	22,5mm	22,5/42,5mm	22,5/120mm	25mm
Längd övre skena (c)	85mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	225mm	225mm	225mm	250mm
Längd nedre skena (d)	85mm	200mm	100mm	58mm	200mm	160mm	70mm	225mm	170mm	80mm	250mm
Skenlängd total (e)	170mm	400mm	300mm	258mm	400mm	360mm	270mm	450mm	395mm	305mm	500mm
Led (f)	16mm	20mm	20mm	20mm	25mm	25mm	25mm	30mm	30mm	30mm	35mm
Tjocklek skena	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm



BEGREPPSBESKRIVNING AV VILKEN RÖRELSE MAN VILL ÅSTADKOMMA MED SKENAN

Vi använder dessa benämningar för anatomiska rörelser.



OBS! På grund av de anatomiska egenskaperna måste sidorna kastas om vid användning på armbåge (höger till vänster och vänster till höger).

REKOMMENDATION AV VILKEN SKENA SOM ANVÄNDS TILL VILKEN LED

Se teknisk data för information om kraft och storlek för respektive skena.

	Dyna19	Dyna25	Dyna25K/T	Dyna35	Dyna35K/T	Dyna45	Dyna45K/T	Dyna55
*Rekommendationer	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen	Barn Vuxen
Fotled	● ○	● ○	● ○	● ●	● ●	● ●	● ●	
Knä	● ○	● ○		● ●		● ●		● ●
Armbåge**	● ○	● ○		● ●		● ●		
Hand	● ●	● ●		● ●		● ●		
Finger	○ ●							

*Informationen är rekommendationer. För optimal patientvård är det upp till förskrivare och utprovare att definiera val av skena.

**På grund av anatomiska egenskaper måste sidorna kastas om vid användning på armbåge (höger till vänster och vänster till höger).

ARTIKELNUMMER

	Dyna19 / Tillh. skena	Dyna25 / Tillh. skena	Dyna25K / Tillh. skena	Dyna25T / Tillh. skena	Dyna35 / Tillh. skena	Dyna35K / Tillh. skena
Ext. hö	312191200 / 312193000	312251200 / 312255100	312253200 / 312257200	312252200/312253000	312351200 / 312357000	312353200 / 312356200
Ext. vä	312191100 / 312193000	312251100 / 312255100	312253100 / 312256100	312252100/312253000	312351100 / 312357000	312353100 / 312355100
Flex. hö	312192200 / 312193000	312254200 / 312255100	-	-	312354200 / 312357000	-
Flex. vä	312192100 / 312193000	312254100 / 312255100	-	-	312354100 / 312357000	-
	Dyna35T / Tillh. skena	Dyna45 / Tillh. skena	Dyna45K / Tillh. skena	Dyna45T / Tillh. skena	Dyna55 / Tillh. skena	
Ext. hö	312352200/312353000	312455200 / 312457000	312457200 / 312456200	312453200/312453000	312551200 / 312553000	
Ext. vä	312352100/312353000	312451100 / 312457000	312453100 / 312455100	312452100/312453000	312551100 / 312553000	
Flex. hö	-	312454200 / 312457000	-	-	312552200 / 312553000	
Flex. vä	-	312454100 / 312457000	-	-	312552100 / 312553000	



DISTRIBUTÖR:
 Alfimed AB, Karbingatan 38
 S-254 67 Helsingborg, Sweden
 T: +46 70 375 22 55
 E: info@alfimed.se, W: www.alfimed.se

PRODUCENT:
 Heinrich Caroli E.K.