

Alps EasyLiner SuperStretch

Alps EasyLiner® SuperStretch er en proteseliner uten tekstiltrekk, noe som gir gelen maksimal evne til å tilpasse seg formen på stumpen.

Gelen inneholder en antioksidant som effektivt nøytraliserer frie radikaler og hydroksylgrupper, noe som har en gunstig effekt på huden.

Den anbefales spesielt for personer med diabetes, personer med sensitiv hud og personer med uregelmessig formet stump.



EasyLiner® SuperStretch

Art.nr.	Størrelse	Tykkelse
801038610	10-15 CM	6 MM
801038616	16-19 CM	6 MM
801038620	20-23 CM	6 MM
801038624	24-25 CM	6 MM
801038626	26-27 CM	6 MM
801038628	28-31 CM	6 MM
801038632	32-37 CM	6 MM
801038638	38-43 CM	6 MM