

# Alps EasyLiner SuperStretch

Alps EasyLiner® SuperStretch er en proteseliner uten tekstiltrekk, noe som gir gelen maksimal evne til å tilpasse seg formen på stumpen.

Gelen inneholder en antioksidant som effektivt nøytraliserer frie radikaler og hydroksylgrupper, noe som har en gunstig effekt på huden.

Den anbefales spesielt for personer med diabetes, personer med sensitiv hud og personer med uregelmessig formet stump.



EasyLiner® SuperStretch

FILTRER I LISTEN UNDER FOR Å FINNE ARTIKKELNUMMER

| Art.nr.   | Størrelse | Tykkelse |
|-----------|-----------|----------|
| 801038610 | 10-15 CM  | 6 MM     |
| 801038616 | 16-19 CM  | 6 MM     |
| 801038620 | 20-23 CM  | 6 MM     |
| 801038624 | 24-25 CM  | 6 MM     |
| 801038626 | 26-27 CM  | 6 MM     |
| 801038628 | 28-31 CM  | 6 MM     |
| 801038632 | 32-37 CM  | 6 MM     |
| 801038638 | 38-43 CM  | 6 MM     |