

Alps PSI Liner

ALPS PSI Liner har en proksimal del av EasyGel som danner en tett forsegling mot hylsen.

Den inneholder en antioksidant – en effektiv fjerner av frie radikaler og hydroksylgrupper – som har gunstige effekter på huden.

Den anbefales for transtibiale brukere med lavt til middels aktivitetsnivå og sensitiv hud.

FILTRER I LISTEN UNDER FOR Å FINNE ARTIKKELNUMMER



PSI Liner



Art.nr.	Størrelse	Tykkelse
801090616	16	6 MM
801090620	20	6 MM
801090624	24	6 MM
801090626	26	6 MM
801090628	28	6 MM
801090632	32	6 MM
801090638	38	6 MM
801090644	44	6 MM
801096316	16	6/3 MM
801096320	20	6/3 MM
801096324	24	6/3 MM
801096326	26	6/3 MM
801096328	28	6/3 MM
801096332	32	6/3 MM
801096338	38	6/3 MM
801096344	44	6/3 MM