

# Kinnex 2.0

Freedom Kinnex integrerer den raskest responderende mikroprosessen innenfor proteseføtter sammen med karbonfiber for å gi best mulig stabilitet – uansett terreng.

Den er designet for K3 brukere som vil ha optimal stabilitet og en svært god komfort.

Ankelen tillater 30° bevegelse, 20° plantar fleksjon og 10° dorsalfleksjon. Dette fører til at Kinnex tillater brukeren å navigere selvsikkert over eventuelle hindringer som ramper, ujevnt terreng og trapper. Den ekstra bevegelsen fra Kinnex fører også til en høyere komfort når man sitter, sitter på huk eller står.

Med Kinnex GaitLab App kan brukeren låse ankelen i henhold til visse aktiviteter der dette er gunstig. Ankelen kan også låses manuelt med en knapp. Hælen kan justeres 5 cm.

Via Appen kan brukeren også overvåke batteritid, endre høyden på hælen og finjustere innstillinger.

Maks. brukervekt 125 kg

Se kategorivelger og artikkelnummeroversikt under fliken Dokument nedenfor



| Art.nr. | Modell                                |
|---------|---------------------------------------|
| 72227   | Se fliken Dokument for artikkelnummer |